

# VEJLEDNING

## til aflæsning af Airsense S10



## Aflæs 3 tal fra den seneste måned

I spørgeskemaet bliver du bedt om at aflæse de følgende tre tal:

- AHI
- Dage > 4 timer
- Gns.brug

### **Bemærk:**

Din maskine skal være indstillet til at vise tallene fra den seneste måned.

## Aflæs tal fra den seneste måned:

1 Drej ned på menuen  
Søvnrapport

2 Tryk derefter på  
drejeknappen



3 Drej på drejeknappen  
indtil der står Mere info



4 Tjek om der står  
"Periode 1 måned"

Spring til side 4 hvis der står  
"Periode 1 måned"

| Søvnrapport |            |
|-------------|------------|
| Mere info   |            |
| Periode     | 1 måned    |
| Dage brugt  | 30/30      |
| Dage >4 tim | 30/30      |
| Gns.brug    | 7.5timer   |
| Anv. tim.   | 225.8timer |
| Tryk        | 11.7       |

## Hvis der ikke står "periode 1 måned":


- 1 Drej på drejeknappen indtil feltet Periode er markeret
- 2 Tryk derefter på drejeknappen
- 3 Drej igen for at ændre periode til 1 måned
- 4 Tryk derefter på drejeknappen for ok
- 5 Vent nu på at maskinen regner



## Aflæs nu:

1 Dage > 4 timer

2 Gns.brug




| Søvnrapport |            |
|-------------|------------|
| Mere info   |            |
| Periode     | 1 måned    |
| Dage brugt  | 30/30      |
| Dage >4 tim | 30/30      |
| Gns.brug    | 7.5timer   |
| Anv. tim.   | 225.8timer |
| Tryk        | 11.7       |

3 Drej igen på knappen til du ser feltet AHI



4 Aflæs AHI



| Søvnrapport |            |
|-------------|------------|
| Gns.brug    | 7.5timer   |
| Anv. tim.   | 225.8timer |
| Tryk        | 11.7       |
| Leek        | 2l/min     |
| AHI         | 0.3        |
| Total AI    | 0.1        |
| Central AI  | 0.0        |

## Brug knappen med huset:

1

Tryk til sidst på knappen med huset for at komme tilbage til startskærmen

