

# Vejledning til aflæsning af AirSense 11

- Sådan finder du tallene, der skal indtastes i spørgeskemaet



Du skal bruge appen 'myAir' til at aflæse tallene.  
Appen ser ud som billedet til højre.

Har du ikke appen, må du springe spørgsmålene  
i spørgeskemaet over.




# 1. Åbn appen, og find 'Historik'

I appen ser du først en oversigt over målingerne fra det seneste døgn.

Du skal bruge målingerne fra de seneste 30 dage.

Du finder tallene sådan:

1. **Tryk på Historik nederst på skærmen.**



## 2. Åbn 'Rapport', og find målingerne

Herefter kommer du ind på denne side.

2. Tryk nu på Rapport øverst på skærmen.



# 3. Aflæs tallene

Nu ser du målingerne for de seneste 30 dage.  
Du skal bruge tallene, der er indrammet med rødt på billedet.

- Gennemsnitlig brug
- Gennemsnitlig AHI
- Dage anvendt  $\geq 4$  timer




## Søvnbehandlingsrapport


5. jun. 2024 - 4. jul. 2024 (inden for 30 dage)

<b>Gennemsnitlig brug</b>	5 timer 58 minutter	<b>Dage anvendt <math>\geq 4</math> timer</b>	<b>27/30 (90.00 %)</b>
Lækage 95. %	6.84 L/min	Dage anvendt $\geq 6$ timer	16/30 (53.33 %)
<b>Gennemsnitlig AHI</b>	2.65 hændelser pr. Time		

### Brugstimer



### Hændelser pr. time (AHI)



6. apr. 2024 - 4. jul. 2024 (inden for 90 dage)

<b>Gennemsnitlig brug</b>	6 timer 16 minutter	<b>Dage anvendt <math>\geq 4</math> timer</b>	<b>83/90 (92.22 %)</b>
Lækage 95. %	6.06 L/min	Dage anvendt $\geq 6$ timer	58/90 (64.44 %)
<b>Gennemsnitlig AHI</b>	0.73 hændelser pr. Time		

### Brugstimer

